


Anticorpo Policlonale Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13905

Numero articolo: CM0022436



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAPGEF1/C3G umano (Q13905), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, dell'attivazione RAS e della neuritogenesi in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAPGEF1 pAb coniglio
Note/Alias	C3G; GRF2; RAPGEF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2889
GeneID	2889
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 844-1095 di RAPGEF1 umano (NP_941372.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13905
Peso proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio