

Pab Di Coniglio Anti-Raph1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

Numero articolo: CM0015576



introduzione

Anticorpo policlonale anti-RAPH1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Esplora le dinamiche dei lamellipodi e i meccanismi di adesione cellulare con questa materia prima IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio RAPH1
Note/Alias	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	65059
GeneID	65059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di RAPH1 umano (NP_998754.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q70E73
Peso della proteina	135 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante