

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Raptor Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N122

Numero articolo: CM0012729



introduzione

Il mAb Raptor Rabbit di CamelBio bersaglia il Raptor (Q8N122) umano/topo per WB, IHC-P, ELISA. Questa proteina scaffold di mTORC1 è fondamentale per le vie di segnalazione della percezione dei nutrienti, dell'autofagia e della crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Raptor Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Specie	Umano
ID gene (Umano)	57521
ID gene	57521
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1236-1335 del Raptor umano (Q8N122).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8N122
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio