

Anticorpo Policlonale Anti-Raptor Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N122

Numero articolo: CM0023567



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce Raptor (RPTOR), un componente chiave di mTORC1. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche su crescita cellulare, segnalazione dei nutrienti e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Raptor Rabbit pAb
Note/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57521
Gene ID	57521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 888-1013 di RPTOR umano (NP_065812.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N122
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio