


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rar α Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10276

Numero articolo: CM0003043



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-RAR α di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce RAR α umano, murino e ratto (51 kDa), un recettore dei retinoidi coinvolto nella regolazione genica. Ideale per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAR α Rabbit mAb
Note/Alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5914
GeneID	5914
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di RAR α umano (P10276).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P10276
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio