


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rar α Per Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Numero articolo: CM0014517



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RAR α validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Targetizza il recettore alfa dell'acido retinoico (P10276), un recettore nucleare coinvolto nella trascrizione, nello sviluppo e nell'infiammazione. Adatto per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAR α Rabbit pAb
Note/alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	5914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-457 di RAR α umano (NP_001019980.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10276
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio