


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rarg Per Wb, Elisa - P13631

Numero articolo: CM0004906



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RARG umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con RARG di origine umana, murina e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dell'acido retinoico e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RARG Rabbit mAb
Note/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; RARG
Specie	Umana
ID genico	5916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RARG umano (NP_000957.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P13631
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio