

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rarres2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99969

Numero articolo: CM0030954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RARRES2 (chemerina/TIG2) umano per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce a croce con il topo. Adatto per la ricerca sulle adipochine negli studi su metabolismo, infiammazione e obesità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RARRES2 Rabbit pAb
Note/Alias	TIG2; HP10433; RARRES2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5919
GeneID	5919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-163 di RARRES2 umano (NP_002880.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99969
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Ghiaccio