


Anticorpo Monoclonale Anti-Rars Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Numero articolo: CM0009724



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RARS umano (arginil-tRNA sintetasi), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per studi sulla sintesi proteica e sulle citochine infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RARS Rabbit mAb
Note/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5917
ID Gene	5917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di RARS umano (NP_002878.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio