


Anticorpo Policlonale Anti-Rars Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

Numero articolo: CM0031035



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RARS umano (ArgRS). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica e sulle aminoacil-tRNA sintetasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RARS Rabbit pAb
Note/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5917
GeneID	5917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di RARS umano (NP_002878.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacca refrigerante