

Anticorpo Policlonale Anti-Rars2 Per Wb, Elisa - Q5T160

Numero articolo: CM0026959

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting RARS2 umano (ArgRS), adatto per WB ed ELISA. Cross-reagisce con il mouse. Uso per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e studi sullipoplasia pontocerebellare. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RARS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57038
Gene ID	57038
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-340 di RARS2 umano (NP_064716.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5T160
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio