

Anticorpo Monoclonale Anti-Rarβ Per Wb, If/Icc, Elisa - P10826

Numero articolo: CM0005138



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RARβ (recettore beta dell'acido retinoico) umano. Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studiare la segnalazione dell'acido retinoico e la funzione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RARβ mAb di coniglio
Note/Alias	HAP; RRB2; NR1B2; MCOPS12; RARbeta; RARbeta1; RARβ
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5915
GeneID	5915
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-455 di RARβ umano (NP_000956.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P10826
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio