


Anticorpo Monoclonale Anti-Rasa1 Per Wb, Elisa - P20936

Numero articolo: CM0009035



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RASA1 umano (Ras GTPase-activating protein 1, p120GAP) per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Ras. Peso molecolare del bersaglio ~116 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RASA1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5921
GeneID	5921
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di RASA1 umano (P20936)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P20936
Peso Proteico	116kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio