

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rasal1 Per Wb E Elisa - 095294

Numero articolo: CM0023298

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RASAL1 convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Riconosce RASAL1 umano, murine e di ratto, un regolatore inibitorio RasGAP coinvolto nella formazione dei dendriti e nella segnalazione cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RASAL1 Rabbit pAb
Note/Alias	RASAL; RASAL1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8437
GeneID	8437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-340 di RASAL1 umano (NP_004649.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095294
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio