

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rasal2 Per Wb E Elisa - Q9Ujf2

Numero articolo: CM0016708

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RASAL2 validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Bersaglia RASAL2, un regolatore inibitorio della via Ras-cyclic AMP. Prodotto da coniglio per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RASAL2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NGAP; RASAL2
Specie	Uomo
GenelD (umano)	9462
GenelD	9462
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-1040 di RASAL2 umano (NP_733793.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9UJF2
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio