

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rasd1 Per Wb, Elisa - Q9Y272

Numero articolo: CM0015898

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RASD1 convalidato per WB e ELISA in uomo e topo. Mira alla proteina 1 correlata a Ras indotta da desametasone, una piccola GTPasi coinvolta nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RASD1 Rabbit pAb
Note/Alias	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	51655
GenelD	51655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-281 di RASD1 umano (NP_057168.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y272
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio