


Anticorpo Policlonale Anti-Rasgrp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 095267

Numero articolo: CM0018243



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RASGRP1 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione Ras nello sviluppo delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RASGRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10125
GeneID	10125
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 598-797 di RASGRP1 umano (NP_005730.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095267
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio