

Anticorpo Policlonale Anti-Rasgrp1 Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - Q9Z1S3

Numero articolo: CM0028649

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RASGRP1 per WB, IP, ELISA. Rileva RASGRP1 umano e murino (~90 kDa). Adatto per ricerche sulla segnalazione Ras, sviluppo delle cellule T/B e oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RASGRP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Rasgrp; calDAG-GEFII
Specie	Topo
GenelD (Umano)	10125
GenelD	19419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 678-795 di RASGRP1 murino (NP_035376.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Z1S3
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio