


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rasip1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

Numero articolo: CM0024210



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RASIP1, un regolatore critico della segnalazione GTPasi nelle cellule endoteliali. Adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo incrociato con uomo, mouse e ratto. ~103 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RASIP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RAIN; RASIP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54922
GeneID	54922
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 635-785 della RASIP1 umana (Q5U651).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q5U651
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio