


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rassf1 Per Wb Ed Elisa - Q9Ns23

Numero articolo: CM0017055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RASSF1 umano (UniProt Q9NS23), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sui soppressori tumorali e per gli studi sul ciclo cellulare e sull'apoptosi. Reagisce con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	RASSF1 pAb di coniglio
Note/alias	I23F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
Specie	Umana
GeneID (umano)	11186
GeneID	11186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-340 di RASSF1 umano (NP_009113.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9NS23
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante