

## Anticorpo Policlonale Anti-Rassf4 Per Wb, Elisa - Q9H2L5

Numero articolo: CM0016607

### introduzione

Valida RASSF4, un potenziale soppressore tumorale e mediatore di KRAS, con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb RASSF4 di coniglio                                                                                                       |
| Note/alias          | AD037; RASSF4                                                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 83937                                                                                                                        |
| GeneID              | 83937                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di RASSF4 umano (NP_114412.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q9H2L5                                                                                                                       |
| Peso della proteina | 37 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                           |