

Anticorpo Policlonale Anti-Rassf5 Per Wb, Elisa - Q8Www0

Numero articolo: CM0031087



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RASSF5, validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo, ratto. Mira al soppressore tumorale NORE1/RAPL (47 kDa) coinvolto nell'apoptosi e nell'adesione linfocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RASSF5 Rabbit pAb
Note/Alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83593
GeneID	83593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 di RASSF5 umano (NP_872606.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WWW0
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio