

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rassf5 Per Wb Ed Elisa - Q8Www0

Numero articolo: CM0015291



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RASSF5 per WB ed ELISA. Validato su campioni umani e murini. Diretto contro il potenziale soppressore tumorale e regolatore dell'adesione linfocitaria RASSF5 (NORE1/RAPL).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RASSF5 Rabbit pAb
Note/alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Specie	Umana
GeneID (umano)	83593
GeneID	83593
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8WWW0
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante