

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina C-Reattiva/ Crp Di Ratto Per Wb, Elisa - P48199

Numero articolo: CM0020688

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina C-reattiva (CRP) di ratto, validato per WB ed ELISA. Immunogeno costituito da una proteina di fusione ricombinante (aa 20-230). Riconosce la CRP di ratto (Swiss-Prot P48199). Ideale per la ricerca sulla difesa dell'ospite e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro la proteina C-reattiva/CRP di ratto
Note/Alias	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Proteina C-reattiva/CRP di ratto
Specie	Ratto
ID del gene	25419
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-230 della proteina C-reattiva/CRP di ratto (NP_058792.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P48199
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante