

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rav1 Per Wb Ed Elisa - Q9Zwm9

Numero articolo: CM0020576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione RAV1 di Arabidopsis thaliana, adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una proteina nucleare di 39 kDa coinvolta nella segnalazione dell'etilene e nella regolazione della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAV1 Rabbit pAb
Note/Alias	AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; related to ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
Specie	Arabidopsis thaliana
ID Gene	837886
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 245-344 di RAV1 di Arabidopsis thaliana (NP_172784.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9ZWM9
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio