


Anticorpo Policlonale Anti-Rb Per Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0021984



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RB umano (P06400) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. L'immunogeno ricombinante (aa 701-928) rileva la proteina del retinoblastoma a lunghezza intera di circa 106 kDa. Ideale per studi sul ciclo cellulare, biologia dei tumori e interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RB Rabbit pAb (Anticorpo policlonale di coniglio anti-RB)
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 701-928 dell'RB umano (NP_000312.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06400
Peso proteico	106 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio