


Anti-Rb Rabbit Mab Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0008503



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla proteina associata al retinoblastoma umano (RB1/pRb) per WB, IP, IHC-P, ELISA. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, sul cancro e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RB Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5925
Gene ID	5925
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 701-928 di RB umano - NP_000312.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06400
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio