


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbap46/Rbbp7 - Q16576

Numero articolo: CM0017684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina legante l'istone umana RbAp46/RBBP7. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RbAp46/RBBP7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di RbAp46/RBBP7 umano (NP_002884.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16576
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio