

Anticorpo Monoclonale Anti-Rbbp4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09028

Numero articolo: CM0005504



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RBBP4 umano (NURF55, RBAP48) per Western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence e ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Componente per uso diagnostico in vitro (IVD) per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBBP4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; RBBP4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5928
ID Gene	5928
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di RBBP4 umano (NP_005601.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q09028
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio