

Anticorpo Policlonale Anti-Rbbp4 Per Wb, Elisa, Chip - Q09028

Numero articolo: CM0016578



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato che punta RBBP4 umano (NURF55/RBAP48), una proteina legante l'istone coinvolta nel rimodellamento della cromatina. Adatto per WB, ELISA, ChIP. Ideale per la ricerca sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] RBBP4 Rabbit pAb
Note / Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Specie	Umana
GeneID	5928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-425 di RBBP4 umano (NP_005601.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q09028
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio