

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rbbp5 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q15291

Numero articolo: CM0006522



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-RBBP5 validato per WB, IF, IHC, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina 5 legante il retinoblastoma, un componente principale dei complessi metiltransferasi MLL/SET1 H3K4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBBP5 mAb Coniglio
Note/Alias	RBQ3; SWD1; RBBP5
Specie	Umano
Gene ID	5929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 319-538 di RBBP5 umano (NP_005048.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15291
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio