


Anticorpo Policlonale Anti-Rbbp6 Per Wb, Elisa - Q7Z6E9

Numero articolo: CM0023669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RBBP6 umano (E3 ubiquitina-proteina ligasi), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata in topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione di p53, replicazione del DNA e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBBP6 Rabbit pAb
Note/Alias	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Specie	Umano
Gene ID	5930
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z6E9
Peso Proteico	202kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio