

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbbp8 Per Wb - Q99708

Numero articolo: CM0014671



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'RBBP8 umano (CtIP), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA, il ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBBP8 Rabbit pAb
Note/Alias	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5932
GeneID	5932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 648-897 dell'RBBP8 umano (NP_002885.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q99708
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio