

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbck1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

Numero articolo: CM0022058



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro RBCK1 umano (HOIL-1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione NF- κ B, dell'ubiquitinazione e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-RBCK1
Note/Alias	XAP3; XAP4; HOIL1; PBMEI; PGBM1; RBCK2; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10616
ID Gene	10616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-192 di RBCK1 umano (NP_112506.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYM8
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio