


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbfox1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Numero articolo: CM0030467



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti RBFOX1 umano (anche A2BP1, Fox-1 omologo A) per Western blot, IF-P e ELISA. Reattività crociata confermata con uomo, topo e ratto; immunogeno 130 aa N-terminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBFOX1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54715
ID gene	54715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di RBFOX1 umano (NP_665900.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWB1
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio