

Anticorpo Policlonale Con Anti-Rbl2 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08999

Numero articolo: CM0017064



introduzione

Anticorpo policlonale con RBL2 da coniglio (p130, Rb2) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce RBL2 umano e murino, un regolatore chiave del ciclo cellulare e un soppressore tumorale. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBL2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Rb2; P130; BRUWAG; RBL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5934
GeneID	5934
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 413-613 di RBL2 umano (NP_005602.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q08999
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio