

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbm11 Per Wb Ed Elisa - P57052

Numero articolo: CM0016588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per RBM11 umano, adatto per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. Utile per studi sullo splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM11 Rabbit pAb
Note/Alias	RBM11
Specie	Umano
GeneID (umano)	54033
GeneID	54033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-281 di RBM11 umano (NP_658983.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P57052
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio