


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm14 Per Wb, Elisa - Q96Pk6

Numero articolo: CM0029353



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RBM14 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Utile per studiare la proteina legante l'RNA 14 nella trascrizione e nella regolazione dei centrioli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM14 Rabbit pAb
Note/Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10432
ID Gene	10432
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-220 di RBM14 umano (NP_006319.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96PK6
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio