


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm14 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pk6

Numero articolo: CM0013255



introduzione

RBM14 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro RBM14 umano (aa 110-220). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, della biologia dei centrioli e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBM14 Rabbit pAb
Note/alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Specie	Uomo
ID del gene	10432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-220 di RBM14 umano (NP_006319.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96PK6
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante