

Anticorpo Policlonale Anti-Rbm15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T37

Numero articolo: CM0026934



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-RBM15 rileva RBM15 umano e murino (107 kDa), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della metilazione m6A, dell'inattivazione del cromosoma X e del differenziamento ematopoietico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-RBM15
Note/Alias	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	64783
ID Gene	64783
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-780 di RBM15 umano (NP_001188474.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q96T37
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio