

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbm15B Per Wb Ed Elisa - Q8Ndt2

Numero articolo: CM0027862

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RBM15B umano (Proteina legante l'RNA putativa 15B, OTT3), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio della metilazione m6A e del processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM15B Rabbit pAb
Note/Alias	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29890
GeneID	29890
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-720 di RBM15B umano (NP_037418.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NDT2
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio