


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm17 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Numero articolo: CM0030293



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro RBM17 umano ricombinante (SPF45) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva un fattore di splicing nucleare di 45 kDa coinvolto nella regolazione dello splicing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RBM17 Rabbit pAb
Note/Alias	SPF45; RBM17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84991
ID Gene	84991
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 di RBM17 umano (NP_116294.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96I25
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio