


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbm19 Per Wb, Elisa - Q9Y4C8

Numero articolo: CM0019475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'RBM19 umano, validato per WB ed ELISA. Essenziale per studiare lo sviluppo embrionale, i meccanismi di legame dell'RNA e la neoplasia intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	RBM19 Rabbit pAb
Note/Alias	Mrd1; RBM19
Specie	Umano
GeneID	9904 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 759-960 dell'RBM19 umano (NP_057280.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y4C8
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio