

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbm22 Per Wb Ed Elisa - Q9Nw64

Numero articolo: CM0016180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RBM22 umano (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo spliceosoma e sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBM22 pAb di coniglio
Note/alias	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
Specie	Uomo
ID del gene	55696 (uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di RBM22 umano (NP_060517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NW64
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante