


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm25 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49756

Numero articolo: CM0018241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting RNA-binding protein 25 (RBM25), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con uomo e topo. RBM25 regola lo splicing alternativo e l'apoptosi tramite la modulazione dell'isoforma BCL2L1 - P49756

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM25 Rabbit pAb
Note / Alias	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	58517
GeneID	58517
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P49756
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio