

Anti-Rbm26 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb E Elisa - Q5T8P6

Numero articolo: CM0017760

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a RBM26, convalidato per WB e ELISA. Rileva RBM26 umano e cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine leganti RNA e studi sul turnover dell'RNA nucleare pA+.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM26 Coniglio pAb
Note/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64062
Gene ID	64062
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5T8P6
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio