

Anti-Rbm26 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q5T8P6

Numero articolo: CM0015375

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RBM26 applicabile per Western blot e ELISA. Bersaglia la proteina di legame all'RNA umana 26, implicata nel turnover dell'RNA nucleare poli(A)+. Ideale per la ricerca sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM26 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64062
Gene ID	64062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-140 del RBM26 umano (NP_071401.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q5T8P6
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio