

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rbm3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Numero articolo: CM0002708



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina RBM3 umana (RNA-binding protein 3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche su stress da freddo e legame all'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM3 Rabbit mAb
Note/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5935
GeneID	5935
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 58 e 157 della RBM3 umana (P98179)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P98179
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio