

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbm3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

Numero articolo: CM0026383



introduzione

RBM3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglio: proteina legante l'mRNA indotta dal freddo RBM3 (17 kDa, SWISS P98179).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5935
ID gene	5935
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P98179
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio