

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbm34 Per Wb, Elisa - P42696

Numero articolo: CM0013884

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RBM34 validato per Western blotting e ELISA. Mira alla proteina umana di legame all'RNA 34, che si localizza nel nucleolo ed è implicata nella lavorazione dell'RNA. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RBM34 Rabbit pAb
Note/Alias	RBM34
Specie	Umano
ID Gene	23029
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-280 di RBM34 umano (NP_055829.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42696
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio